



دفترچه راهنمای

روکش ماساژ

SF-640

لطفا قبل از استفاده، دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه فرمایید، بویژه بخش هایی که نیاز به توجه ویژه دارند. در حفظ و سلامتی این دفترچه راهنمایی کوشایید.

فهرست

۱	عملکرد
۲	دستورالعمل استفاده
۲	مشخصات فنی
۲	نگهداری
۴	عیب یابی

عملکرد

۱. ضربه و مدل های ماساژ : عملکرد ماساژ برای ضربه زدن به پشت و گردن. با عث کاهش درد و رفع خستگی می شود.
۲. عملکرد حرارتی : این محصول مجهرز به دستگاه گرم کننده ای است که باعث افزایش گردش خون می شود.
۳. ماساژ لرزه ای : حالت ماساژ با فرکانس بالا بر روی پشتی. به تنهایی قابل کنترل می باشد.
۴. ۳ حالت ماساژ : ماساژ کامل پشت، ماساژ بالای کمر، ماساژ پایین کمر
۵. ۲ نوع الگوی ضربه ای : ماساژ بصورت ضربه ای ملایم در راستای کمر و یا بصورت ثابت بر روی گردن.
۶. عملکرد آسان : حالت اتوماتیک و یا سفارشی ۱۵ دقیقه ای
۷. منبع برق ۲ منظوره : منبع برق قابل استفاده هم در خانه و هم در ماشین.
۸. محافظت هوشمند : هنگامی که موتور بصورت اتوماتیک به درجه حرارت پیش فرض برسد خاموش می شود و مجدداً زمانی که حرارت کاهش یافت شروع به کار می کند.



نمودار شماتیک اولیه گام های عملکرد

۱. با انتخاب صحیح سوکت، ۲ شاخه را به برق وصل کنید.
۲. روکش ماساژ را بر روی سطح مناسب قرار دهید و سوییچ را روشن کنید.
۳. بر اساس نیاز، برنامه ماساژ مورد نظر را انتخاب کنید.
۴. تمام تلاشتان را بکنید که در زمان ماساژ راحت باشید.



دستور العمل استفاده

- حال انجام است دما تا ۴۵ درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند.
۲. مدت زمان نرمال استفاده با عملکرد حرارتی با گرمایش نباید از ۱۵ دقیقه بیشتر شود.
۳. لطفاً مدت زمان طولانی برای ماساژ قسمت یکسانی از بدن صرف نکنید. لطفاً توجه ویژه نسبت به زمان استفاده داشته باشید.
۴. عملکرد حرارتی با گرمایش مجهر به دستگاه محافظت هوومتر مال است. زمانی که دمای دستگاه بیش از حد افزایش یابد دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود و دستگاه مجدداً بعد از کاهش دما شروع به کار می کند.

مشخصات فنی

روکش صندلی	محصول
SF-640	مدل
۱۲ ولت دی سی	ولتاژ
۴۸ وات	قدرت
مدت زمان استفاده	دقیقه ۱۵
پارامترهای آداتور ای سی	
AC100-240V	وروودی
DC 12V	خروجی

نگهداری

۱. لطفاً روکش را در جای خشک و تمیز نگه دارید.
۲. از وارد کردن فشار بیش از حد بمنظور حفظ ظاهر و جلوگیری از پارگی خودداری فرمایید.
۳. لطفاً سوییچ را به آرامی فشار دهید.

۱. لطفاً آداتور را به روکش متصل نمایید، آنگاه آداتور را به برق وصل نمایید.

۲. دکمه "سوییچ" را فشار دهید، روکش روشن می شود و در حالت اتوماتیک است.

۳. دکمه "گرمایش" را بزنید. سرهای ماساژ ضربه ای شروع به حرکت می کند و چراغ روشن می شود. دکمه گرمایش را مجدداً بزنید، چراغ خاموش می شود و عملکرد گرمایشی هم خاموش می شود.

۴. دکمه "انتخابابی پشت" را بزنید. حالت اتوماتیک به دستی تبدیل می شود.

دکمه "انتخابابی پشت" سبز است: سر ماساژ ضربه ای در بخش بالایی محصول حرکت میکند.

دکمه "انتخابابی پشت" قرمز است: سر ماساژ ضربه ای در بخش پایینی محصول حرکت میکند.

دکمه "انتخابابی پشت" نارنجی است: سر ماساژ ضربه ای در تمامی قسمت های محصول حرکت میکند.

۵. دکمه "اتوماتیک" را در بخش حالت دستی فشار دهید و حالت دستی به حالت اتوماتیک تبدیل می شود.

۶. دکمه "لرزه ای" را فشار دهید، عملکرد لرزه ای را باز کنید. وقتی که این دکمه را مجدداً فشار دهید خاموش می شود.

۷. با فشار دکمه "ماساژ ضربه ای بر روی گردن" حالت ضربه ای فعال می شود.

توجه برای عملکرد حرارتی به همراه گرمایش

۱. وقتی که عملکرد حرارتی با گرمایش در

۸. لطفا در مکان هایی از قبیل حمام، آشپزخانه، دمای بالا، فشار بالا و مرطوب از روکش استفاده ننمایید.
۹. لطفا قبل از تمیز کاری و یا بعد از استفاده ۲ شاخه را از برق بکشید.
۱۰. لطفا از تعمیر و یا جدا سازی روکش جهت تعمیر اگر حرفة ای نیستید خودداری فرمایید.
۱۱. در صورت بروز هر گونه ایجاد فنی در هنگام استفاده، دستگاه را خاموش کنید و ۲ شاخه را از برق بکشید.
۱۲. این روکش مناسب استفاده مصارف خانگی است. از استفاده روکش بمنظور مصرف پزشکی خودداری فرمایید.
۱۳. این روکش مجهز به عملکرد حرارتی است. افرادی که حساس به گرما نیستند مجاز به استفاده روکش هستند.
۱۴. اگر سیم برق آسیب دید از مرکز فنی و یا فروشنده تهیه بفرمایید.
۴. لطفا روکش را در دمای بالا نگهداری نکنید.
۵. لطفا روکش را مدت زمان طولانی زیر نور آفتاب قرار ندهید.
۶. لطفا از بنزین، رقیق کننده ها و سایر حلال های خورنده جهت تمیز کردن روکش خودداری فرمایید.
۷. لطفا از یک دستمال خشک برای تمیز کردن روکش استفاده نمایید. از دستمال خیس برای تمیز کردن روکش و سیم برق استفاده ننمایید.

توجه

۱. افرادی که دارای پوکی استخوان، بیماری قلبی، زنانی که در دوره قاعدگی هستند و خانم های باردار تحت نظر پزشک از روکش استفاده کنند.
۲. لطفا از روکش تحت ولتاژ مناسب استفاده نمایید.
۳. لطفا به مدت زمان استفاده از روکش توجه ویژه بفرمایید. از روکش نیم ساعت بعد از وعده غذایی استفاده نکنید.
۴. بمنظور گردش بهتر خون، یک لیوان آب قبل از استفاده از روکش بنوشید.
۵. لطفا به بچه ها و نوزادان اجازه استفاده از روکش را ندهید.
۶. بمنظور جلوگیری از پارگی سیم و یا اتصال ضعیف از کشیدن سیم برق برای جابجایی روکش خودداری فرمایید.
۷. بمنظور جلگه ای از پارگی سیم ریموت کنترل و یا اتصال ضعیف از کشیدن ریموت کنترل خودداری فرمایید.

عیب یابی

راه حل	دلیل احتمالی	عیب
سوییچ را روشن کنید	مطمئن شوید سوییچ روشن است	
سوکت را چک کنید و مطمئن شوید اتصال بدرستی برقرار شده باشد	سیم برق به سوکت وصل نیست	روکش بعد از اتصال به برق کار نمی کند
سیم برق را جدا کنید و اجازه دهید روکش ۳۰ دقیقه استراحت کند	زمان استفاده بیش از حد مجاز است	صدای ماساژور بلند می شود
فشار وارد ب روکش را کاهش دهید و دستگاه مجدداً شروع به کار می کند	فشار زیادی بر روی روکش وارد شده است	محصول بطور ناگهانی متوقف می شود
پریز را از ۲ شاخه بکشید و اجازه دهید روکش به مدت ۳۰ دقیقه استراحت کند	زمان استفاده بیش از حد بوده است و سیستم نتوانسته مدار محافظتی را روشن کند	



شرکت نیکان آسا پرشین
نماينده انحصاری محصولات بست رست در ایران

BESTrest

تجربیش - خ غلام جعفری - مجتمع تندیس - ط ۶ شرقی - واحد ۷
No 607, 6th East Floor, Tandis Building, Jafari St., Tajrish Sq.

 @bestrestmassage
 bestrestmassagechair

www.nikanasa.ir
 22 74 98 39-40